

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πεντέλη, 19.04.2024
Αρ. Πρωτ: 5013/24-04-2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών.

- 1) ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Νο 6
- 2) ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ SILCOSOFT Νο 5,5
- 3) ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ SILCOSOFT Νο 5
- 4) ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ SILCOSOFT Νο 4,5
- 5) ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ SILCOSOFT Νο 4

Ποσότητα προς προμήθεια: 4 τεμάχια ανά είδος

*επισυνάπτονται προδιαγραφές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΘ, τηλ 2132052333,433

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ 29.04.2024.& ώρα 10:00 .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (TRACOE)**

- Αποστειρωμένος και ακτινοσκιερός τραχειοσωλήνας από μαλακό ιατρικού βαθμού πολυμερές πλαστικό PVC (πολυουρεθάνη), με πολύ λεπτό τοίχωμα
- Ενισχυμένος με σπирάλ
- Να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του μήκους του τραχειοσωλήνα μέσω του μετακινούμενου αυχένα
- Να έχει εξωτερική πλάκα κινούμενη σε τέσσερις κατευθύνσεις (ρυθμιζόμενη) και περιστρεφόμενα στηρίγματα
- Να έχει εξωτερικό συνδετικό 15 χιλιοστών (15mm) για σύνδεση με βαλβίδα ομιλίας ή φίλτρα ύγρανσης και θέρμανσης
- Προσαρτημένο στειλεό εισαγωγής του τραχειοσωλήνα
- Κορδέλα στήριξης από ειδικό υλικό, για την αποφυγή ερεθισμών και ελκών
- Χωρίς latex
- Η εσωτερική διάμετρος του τραχειοσωλήνα είναι ενδεικτική του μεγέθους του τραχειοσωλήνα. Αυτό ορίζει το διεθνές πρότυπο
- Ιδανικός για χρήση σε ΜΕΘ
Μεγέθη τραχειοσωλήνα: 6 με cuff 4 τμχ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ «SILCOSOFT»

- Ακτινοσκιεροί & αποστειρωμένοι
- Από μαλακή & εύκαμπτη Σιλικόνη
- Εσωτερικά ενισχυμένοι με σπирάλ για να μη συνθλίβονται ούτε να τσακίζουν
- Να διαθέτουν cuff νερού (H₂O) για προηγμένη ασφάλεια. Όταν το cuff είναι κενό, να ξεχωρίζει ελάχιστα από την επιφάνεια του τραχειοσωλήνα, δίνοντας την δυνατότητα ο ίδιος τραχειοσωλήνας που φέρει cuff να χρησιμοποιηθεί χωρίς cuff αν χρειαστεί

- Να συμπεριλαμβάνεται οδηγός εισαγωγής (στυλεό) & βοήθημα αποσύνδεσης (να διευκολύνει την αποσύνδεση εξωτερικών συσκευών από τον σύνδεσμο 15 χιλιοστών του τραχειοσωλήνα)
- Να διαθέτουν συνδετικό 15 χιλιοστών (15 mm)
- Να διαθέτουν κορδέλα στήριξης από ειδικό υλικό (αφρώδες), για την αποφυγή ερεθισμών και ελκών, χωρίς latex
- Οι διαστάσεις τους να είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα
- Κάθε συσκευασία να περιέχει έντυπα για το αρχείο του ασθενούς
- Να συνδέονται με προέκταση «TRACOE mini» (εύκαμπτος σωλήνας από PVC, ενισχυμένος με σπιδάλ, να μην περιέχει DEHP, διαθέτει σύνδεσμο 15 mm). Με χρήση αυτής της προέκτασης στους τραχειοσωλήνες Silcosoft αποφεύγεται τυχόν λανθασμένη τοποθέτηση του συνδέσμου 15 mm του παιδικού σωλήνα μεταξύ σιαγόνας και στήθους, σε παιδιά με κοντό λαιμό.

Silcosoft 360 Τραχειοσωλήνας για νεογνά , με cuff , No 4.0, 4.5, 5.0, 5.5